


SCHEMA LIGNE DE PERFUSION SUR PAC
RESEAU RESILIAENCE – MAJ 03/2023



Robinet 3V : bilans,
 Transfusions, ttt allergisant

Pompe à débit
 continu (ne pas utiliser
 de dialaflow)


AIG PAC
 (HUBERT
 sécurisée ou
 GRIPPER 22G
 19mm-25mm-
 32mm)

valve bidirectionnelle
 à fente DORAN (bleue)

raccord fin
 11 cm

raccord spiralé
 ou
 prolongateur de 80 cm

rampe 4 robinets



- masque
- sur blouse à usage unique
- gants stériles, à usage unique lors retrait
- compresses stériles imbibées d'antiseptique

- masque
- sur-blouse à usage unique (lors d'aplasie)
- +/- gants à usage unique si prélèvements sanguins
- compresses stériles imbibées d'antiseptique

Préparation de la ligne en stérile